

RINO BILAC^{NF}

Cloruro de Sodio
Cloruro de Benzalconio
Descongestivo

NASO DISPERSABLE

GOTAS SOLUCION NASAL

FORMULA

Cada mL contiene:

Cloruro de Sodio.....9 mg.

Cloruro de Benzalconio..0,1 mg.

Excipientes.....C.s.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Nasal.

INDICACIONES

Descongestivo Nasal utilizado en casos de Rinitis Aguda, Rinitis Alérgica, Rinitis Medicamentosa, Remoción de secreciones, Antiséptico nasal.

MECANISMO DE ACCIÓN Y DATOS DE FARMACOCINÉTICA

Cloruro de Sodio: Humidifica la mucosa nasal y facilita la eliminación de moco contribuyendo a su fluidez y favoreciendo la descongestión.

Cloruro de Benzalconio: Es un surfactante catiónico cuya acción germicida es debido a sus propiedades tensoactivas, la molécula se va uniendo a la pared celular

hasta cubrirla por completo, impidiendo el tránsito de nutrientes entre el microorganismo y el medio hasta el punto de provocarle la muerte.

Es un antiséptico eficaz que destruye a muchas bacterias y hongos (incluso levaduras) y protozoarios pero no actúa contra virus y esporas.

CONTRAINDICACIONES

Está contraindicada en casos de hipersensibilidad al producto o a alguno de sus componentes. En caso de irritación nasal, puede aparecer durante su uso alguna pequeña molestia temporal.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES

No se han descrito.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No Ingerir. No debe aplicarse sobre los ojos. Aplicar de acuerdo a la indicación médica. Administrar con precaución en pacientes con lesiones o heridas en las fosas nasales debido a que puede producir dolor o ardor. Cuando se use el producto en lactantes o niños menores de 2 años.

POSOLOGÍA Y MODO DE USO

GOTAS: Salvo criterio médico, se sugiere aplicar 1 ó 2 gotas en cada fosa nasal, según necesidad.

NASO DISPERSABLE: Aplicación tópica en fosas nasales. La solución se aplica directamente sobre la zona afectada según las indicaciones del médico.

Lactantes: 1 atomización (aplicación) en cada fosa nasal, 2 veces al día o según indicación médica, en posición semi acostada, con la cabeza ligeramente inclinada.

Niños: 1 ó 2 aplicaciones en cada fosa nasal, 2-4 veces al día o según necesidad.

Adultos: 1 ó 2 aplicaciones en cada fosa nasal, hasta 6 veces al día, según necesidad. Es necesario eliminar las secreciones nasales después de aplicado el producto.

MODO DE USO

NASO DISPERSABLE: Este producto lleva adherido al frasco, un aplicador nasal que facilita su uso, produciendo un spray que llega efectivamente en profundidad a las fosas nasales.



1- Remueva la tapa (Figura 1).

2- Presione el fondo del frasco con el pulgar mientras sostiene los costados del aplicador nasal entre el índice y el mayor. Dispare así hasta que salga una fina niebla (Figura 2).

3- Introducir el extremo del pulsador en el orificio nasal, manteniendo la cabeza y el

frasco en posición vertical, pulverice la solución aspirando profundamente exhale

luego por la boca (Figura 3).

4- Vuelva a repetir el mismo procedimiento en la otra fosa nasal (Figura 4).

5- Limpie el aplicador nasal con un pañuelo desechable limpio y vuelva a colocarle la tapa protectora (Figura 5).

INTERACCIÓN CON MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS

No se han descrito posibles interacciones con otros medicamentos.

SOBREDOSIS

El tratamiento de hipernatremia incluye corrección del déficit relativo o absoluto de

agua que será con suero glucosado a 15% también podrá usar el suero salino hipotónico (0,45%). Si existe insuficiencia renal puede ser necesaria la hemodiálisis.

Ante la eventualidad de una sobredosis, concurrir al Hospital más cercano o al Centro Nacional de Toxicología en Emergencias Médicas, sito en Avda. Gral.

Santos

y Teodoro S. Mongelos. Tel.: 204.908/9. Asunción, Paraguay.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura ambiente inferior a 30° C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

GOTAS: Caja conteniendo frasco por 15 mL.

NASO DISPERSABLE: Caja conteniendo frasco con 20 mL de solución, con válvula dosificadora



Elaborado por: Laboratorios **GALENO S.A.**
Regente: Q. F. Rutilla Vargas - Reg. Prof. N° 4085
Para **BILAC S.A.** - Pessolani 2150 c/ Veteranos del 70
Trinidad - Barrio Mburucuya - Tel.: (595-21)285 024
Asunción - Paraguay
Regente: Q.F. Mirtha Denise Denis Martínez - Reg. Prof. N° 4258